

TEKNİK ÖZELLİKLER

İçerik : %100, 30/1 Kasarlanmış pamuk ipliği
Atkı - Çözümlü Tel Sayısı : 10-10
Birim Alan Kütlesi : En az 31 gr/m²
En : 5 cm
7 cm
10 cm
15 cm
20 cm
Boy : İstenilen boyda kesilebilir.
TSE 14079 a uygundur.
Raf ömrü 5 yıldır.

TECHNICAL PROPERTIES

Content : %100, 30/1 Bleached cotton yarn
Weft - Warp String Number : 10-10
Unit Area Mass : Min. 31 gr/m²
Width : 5 cm
7 cm
10 cm
15 cm
20 cm
Length : Can be cut according to the required length.
It is proper to TSE 14079
Shelf Lifetime : 5 years

EBAT / SIZES	KOLİ İÇİ(Adet) / BOX IN (pcs)	KOLİ EBATLARI (cm) / BOX SIZES (cm)
5 cm x 150 cm	100 Pieces	25cm x 21cm x 18cm
7 cm x 150 cm	100 Pieces	28cm x 29cm x 18cm
10 cm x 150 cm	100 Pieces	30cm x 30cm x 14cm
15 cm x 200 cm	100 Pieces	28cm x 21cm x 28cm
20 cm x 200 cm	100 Pieces	33cm x 28cm x 28cm